

## 歯のピーリングスポンジ

高圧縮メラミンフォームが歯の表面を傷つけずに汚れを磨き落とします。  
徹底洗浄スポンジ(特許取得済)で  
お口の中に入れても安心です。

※人工歯には使用しないで下さい。

- ◆ UV 殺菌済
- ◆ 高圧縮メラミンフォーム使用
- ◆ 研磨剤・薬剤不使用

お子様にもご使用いただけます

## お家で簡単にステイン除去！

特許スポンジが魅せる力  
歯を傷つけずに艶のある本来の歯の白さへ

特許番号：5577510

艶白<sup>®</sup> tsuyahaku  
つやはく  
ステインイレイザー

### 交換タイプでエコスタイル

スポンジを交換できるので  
環境にもやさしく経済的！

本体1個+替えスポンジ11枚セット

参考患者価格 1,450円(税抜)

専用替えスポンジ33枚セット

参考患者価格 2,760円(税抜)



純日本製

空色

桜色

藍色

販売元

Produce  
and  
Assist  
株式会社 P&A

大阪府大阪狭山市半田2丁目314番地1

☎072-367-7063

月曜日～金曜日 10:00～12:00/13:00～16:00  
※12:00～13:00はお昼休みをいただいております

E-MAILなら24時間お問い合わせ受付中：e-ha@p-and-a.jp

Produced by  
お口の専門店<sup>®</sup>

# 歯に優しく本来の歯の白さへ！

## 特許スポンジが魅せる力

こするだけでステインとヤニを除去！  
徹底洗浄でお口に入れても安心です。



純日本製

高圧縮メラミンフォーム



高圧縮メラミンフォーム拡大

ステイン

歯面

通常のスポンジより高密度な高圧縮メラミンフォーム。歯ブラシの毛先より小さく、歯の表面の凹凸に密着して隙間汚れを取り除きます。

## 特許取得の洗浄技術で安心・安全

特許番号：5577510



※人工歯には使用しないでください

手の平サイズで持ち運びも便利！  
ポーチに入れてオフィスや旅行にも。



研磨剤・薬剤不使用  
歯に優しく傷つけません

UV殺菌済で安心・安全

スポンジ取り替えタイプの  
エコスタイル

### 選べる3色カラー



藍色



桜色



空色

## 予防しながらホワイトニング 自分らしい白い歯 ナチュラルホワイト

アバタイトとフッ素の配合を両立に成功

6つの薬用成分で着色汚れ(ステイン)を除去  
歯周病(歯肉炎・歯周炎)、むし歯を予防します

医薬部外品 薬用歯磨き

艶白薬用ホワイトニング歯磨きペースト  
ナチュラルホワイト  
ペパーミント味

内容量 110g 参考価格 2,200円(税別)

Nw

